

ARMYGIL

emergency and field army hospitals
X-ray mobile unit



GILARDONI

Unità radiologica mobile realizzata per utilizzo in ospedali militari da campo e in qualsiasi situazione di emergenza.

Armygil è in grado di fornire una documentazione radiografica e radioscopica completa.

Il posizionamento della sorgente radiogena sino a 2 m. da terra consente l'effettuazione di radiografie con elevata distanza fuoco – film anche su pazienti barellati.

Ruote di grande diametro consentono l'utilizzo dell'impianto anche su fondi sconnessi.

Armygil è totalmente scomponibile senza richiedere l'uso di attrezzi ed è riponibile in casse pallettizzabili.

Una barella porta paziente ripiegabile completa di porta cassette sia orizzontale che verticale consente proiezioni con paziente disteso o in posizione eretta.

Caratteristiche tecniche

Generatore RX:	Alta Frequenza 40 kHz
Tubo radiogeno:	ad anodo rotante
Dimensione fuochi:	0.3 / 0.6 mm
Range kV:	40 – 120 kV
mA grafia max:	65 mA
mA scopia max:	4 mA
Intensificatore di Brillanza:	7/5" (18/12 cm)
Sistema video:	CCD – 625 linee
Memoria base:	1+48 immagini
Monitor:	N. 2 da 17"
Porta cassette:	24x30 cm.



Con riserva di modifiche e miglioramenti / Reserving the right to improve and modify

LABORATORI DI RICERCA riconosciuti "Altamente Qualificati" con D.M. 9-10-1985 - L.46/82 art.4

Direzione e stabilimento:

Via **Arturo Gilardoni**, 1 - 23826 Mandello del Lario (LC) - Italy
tel. (+39) 0341.705.111 - fax (+39) 0341.735.046
e-mail: gx@gilardoni.it - www.gilardoni.it

Export department:

tel. (+39) 0341.705.225 - 0341.705.241

Sede:

Piazza Luigi di Savoia, 28 - 20124 Milano - tel. (+39) 02.669.05.38 - 02.669.07.37

Filiale:

Via dei Foscari, 7 - 00162 Roma - tel. (+39) 06.442.907.17 - 06.442.912.38
fax (+39) 06.442.912.94

Centri di assistenza
e uffici commerciali:

in ogni Regione

